

## ANFETAMINAS (ORINA)

**CODIGO EXAMEN:** 0302035

**TIEMPO DE RESPUESTA:** 24 horas

**DIA DE PROCESO:** Según tiempo de respuesta

**TIPO DE MUESTRA:** Se puede utilizar muestras de orina recogidas en cualquier momento del día en un envase limpio y seco.

**VOLUMEN REQUERIDO:** Mínimo 5 mL

**PREPARACION PACIENTE:** No requiere preparación.

**ESTABILIDAD MUESTRA:**

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Orina	8 horas	2 días	30 días	1

**TIEMPO DE TRANSPORTE:** Según procedencia

**TEMPERATURA DE TRANSPORTE:**

**Región metropolitana:** Refrigerada (2 a 8°C) o según estabilidad de la muestra

**Fuera de región metropolitana:** Congelada (- 22 a -18°C) o según estabilidad de la muestra.

**METODO UTILIZADO:** Inmunocromatografía

**INTERFERENCIAS:**

Lejía y alumbre son adulterantes en la muestra de orina y pueden producir resultados erróneos. Ciertos alimentos o suplementos alimenticios pueden dar resultados positivos.

**VALOR DE REFERENCIA:** Negativo

**VALOR CRITICO:** No aplica



**UTILIDAD CLINICA:** La anfetamina es un estimulante del sistema nervioso central y puede aparecer en su orina mucho tiempo después de haberla tomado. Las anfetaminas son drogas. Pueden ser legales o ilegales. Son legales cuando las receta un médico y se utilizan para tratar problemas de salud tales como obesidad, narcolepsia o trastorno de hiperactividad por déficit de atención.