

ANTIC ANTI MUSCULO LISO

CODIGO EXAMEN: 0305005

TIEMPO DE RESPUESTA: 72 horas

DIA DE PROCESO: Según tiempo de respuesta

TIPO DE MUESTRA: Suero

VOLUMEN REQUERIDO: Mínimo 1 mL

PREPARACION PACIENTE: No requiere preparación

ESTABILIDAD MUESTRA:

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Suero o plasma	8 horas	7 días	30 días	1

TIEMPO DE TRANSPORTE: Según procedencia

TEMPERATURA DE TRANSPORTE:

Región metropolitana: Refrigerada (2 a 8°C) o según estabilidad de la muestra

Fuera de región metropolitana: Congelada (- 22 a -18°C) o según estabilidad de la muestra.

METODO UTILIZADO: Inmunofluorescencia Indirecta Automatizada (IFA)

INTERFERENCIAS: Las muestras de suero que contengan triglicéridos ≥ 2000 mg/dl y/ó Bilirrubina ≥ 40 mg/dl y hemolisis ≥ 1000 mg/dl tienen un efecto significativo en el ensayo.

VALOR DE REFERENCIA: Negativo

VALOR CRITICO: No aplica



UTILIDAD CLINICA: La prueba de anticuerpos contra el músculo liso se usa principalmente para diagnosticar hepatitis autoinmunitaria tipo 1 o de tipo 2.