

## BENZODIAZEPINA EN ORINA

**CODIGO EXAMEN:** 9900002

**TIEMPO DE RESPUESTA:** 1 día hábil.

**DIA DE PROCESO:** según tiempo de respuesta

**TIPO DE MUESTRA:** Orina aislada (con cadena de custodia)

**VOLUMEN REQUERIDO:** mínimo 5 mL.

**PREPARACION PACIENTE:** No requiere preparación. No necesita ayuno.

**ESTABILIDAD MUESTRA:**

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Orina	8 horas	2 días	30 días	1

**TIEMPO DE TRANSPORTE:** según procedencia

**TEMPERATURA DE TRANSPORTE:**

**Región metropolitana:** Refrigerada (2 a 8°C) o según estabilidad de la muestra

**Fuera de región metropolitana:** Congelada (- 22 a -18°C) o según estabilidad de la muestra

**METODO UTILIZADO:** Inmunocromatografía

**INTERFERENCIAS:** Lejía y alumbre son adulterantes en la muestra de orina y pueden producir resultados erróneos. Ciertos alimentos o suplementos alimenticios pueden dar resultados positivos.

**VALOR DE REFERENCIA:** Negativo

**VALOR CRÍTICO:** No aplica

**UTILIDAD CLINICA:**

Las benzodiacepinas son depresores del sistema nervioso central. Son usadas en la práctica médica y estomatológica como terapia para la ansiedad, el insomnio, prevenir convulsiones, relajar los espasmos musculares y otros estados afectivos. Los individuos que abusan de drogas estimulantes se administran con frecuencia este medicamento para calmar su estado anímico. Su uso prolongado tiene el potencial de crear dependencia física y psicológica, además de añadir un riesgo de serios síntomas de abstinencia.