

## COPROCULTIVO

**CÓDIGO EXAMEN:** 0306007

**TIEMPO DE RESPUESTA:** 3 días hábiles.

**DÍA DE PROCESO:** Lunes a Sábado.

**TIPO DE MUESTRA:** Deposición fresca, en medio de transporte Cary-Blair.

**VOLUMEN REQUERIDO:** No aplica.

**PREPARACIÓN PACIENTE:** Idealmente no encontrarse en tratamiento antibiótico.

**ESTABILIDAD MUESTRA:**

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Deposición	24 horas	No aplica	No aplica	No aplica

**TIEMPO DE TRANSPORTE:** Según toma de muestra.

**TEMPERATURA DE TRANSPORTE:** Temperatura ambiente.

**MÉTODO UTILIZADO:** Cultivo en medios especiales.

**INTERFERENCIAS:** Tratamiento antibiótico.

**VALOR DE REFERENCIA:** “No hubo desarrollo de *Salmonella*, *Shigella* ni *Yersinia*”, y para niños ≤ 5 años “No hubo desarrollo de *Escherichia coli* Enterohemorrágico (O157), *Salmonella*, *Shigella* ni *Yersinia*”.

**VALOR CRITICO:** No aplica.

**UTILIDAD CLÍNICA:** Búsqueda de bacterias enteropatógenas, incluidas *Salmonella* spp, *Shigella* spp, y *Yersinia* enterocolítica, y sólo en pacientes menores de 5 años se realiza la búsqueda de *Escherichia coli* (O157).