

CULTIVO CORRIENTE

CÓDIGO EXAMEN: 0306008

TIEMPO DE RESPUESTA: 3 días hábiles.

DÍA DE PROCESO: Lunes a sábado.

TIPO DE MUESTRA: Secreciones: Faríngea, ocular, nasal, ótica, heridas y lecho ungueal en medio de transporte Stuart.

VOLUMEN REQUERIDO: No aplica.

PREPARACIÓN PACIENTE: No requiere preparación, idealmente no encontrarse en tratamiento antibiótico.

ESTABILIDAD MUESTRA:

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Secreción	24 horas	No aplica	No aplica	No aplica

TIEMPO DE TRANSPORTE: Según procedencia.

TEMPERATURA DE TRANSPORTE: Temperatura ambiente.

MÉTODO UTILIZADO: Tinción de Gram y Cultivo en medios especiales.

INTERFERENCIAS: Tratamiento antibiótico.

VALOR DE REFERENCIA: No aplica.

VALOR CRITICO: No aplica.

UTILIDAD CLÍNICA: Búsqueda e identificación de microorganismos patógenos según tipo de muestra.