

CULTIVO DE HONGOS (LEVADURAS)

CÓDIGO EXAMEN: 0306017

TIEMPO DE RESPUESTA: 7 días hábiles.

DÍA DE PROCESO: Lunes a sábado.

TIPO DE MUESTRA: Secreción vaginal/Uretral: Enviar muestra en medio de transporte Stuart.

VOLUMEN REQUERIDO: No aplica.

PREPARACION PACIENTE: No requiere preparación.

ESTABILIDAD MUESTRA:

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Secreción	24 horas	No aplica	No aplica	No aplica

TIEMPO DE TRANSPORTE: Según procedencia.

TEMPERATURA DE TRANSPORTE: Temperatura ambiente.

METODO UTILIZADO: Cultivo en medios especiales.

INTERFERENCIAS: Antimicóticos.

VALOR DE REFERENCIA: “No hubo desarrollo a los 7 días de incubación”.

VALOR CRITICO: No aplica.

UTILIDAD CLINICA: Búsqueda e identificación de levaduras en secreciones, principalmente responsables de candidiasis.