

CULTIVO DE *Neisseria gonorrhoeae*

CÓDIGO EXAMEN: 0306016

TIEMPO DE RESPUESTA: 3 días hábiles.

DÍA DE PROCESO: Lunes a sábado.

TIPO DE MUESTRA: Secreción uretral, secreción endocervical o vaginal en medio de transporte Stuart.

VOLUMEN REQUERIDO: No aplica.

PREPARACIÓN PACIENTE:

- No debe estar en su periodo menstrual.
- Debe tener un periodo de abstinencia sexual de 1 día como mínimo previo al examen.
- Durante los 2 días previos a la toma de muestra no utilice talcos, cremas, colonias, óvulos vaginales, etc.
- Antes de concurrir a la Unidad de Toma de Muestras realice un aseo prolijo de sus genitales externos con agua jabonosa. Enjuague con abundante agua.

Nota: Si usted está embarazada y presenta síntomas de parto prematuro (contracciones), la muestra debe ser tomada por su médico tratante.

ESTABILIDAD MUESTRA:

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Secreción	24 horas	No aplica	No aplica	No aplica

TIEMPO DE TRANSPORTE: Según procedencia.

TEMPERATURA DE TRANSPORTE: Temperatura ambiente.

MÉTODO UTILIZADO: Tinción de Gram y cultivo en medios especiales.

INTERFERENCIAS: Tratamiento antibiótico.

VALOR DE REFERENCIA: “No hubo desarrollo *Neisseria gonorrhoeae* a las 72 horas de incubación”.

VALOR CRITICO: No aplica.

UTILIDAD CLÍNICA: Identificar a través de medio de cultivo especial y tinción de Gram a agente infeccioso *Neisseria gonorrhoeae*, patógeno exclusivo del ser humano, causal de la gonorrea, infección de transmisión sexual (ITS), correspondiente a la segunda causa más frecuente de ITS a nivel mundial.