

GRASAS NEUTRAS EN DEPOSICION GP1.2/INP/15

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un examen de grasas neutras en deposición que busca detectar la presencia de grasas en sus deposiciones. Con estos análisis se podrán tomar decisiones terapéuticas según los resultados obtenidos.

REQUISITOS

- No ingerir vaselina líquida ni usar supositorios durante este período.
- Durante los 3 días previos al inicio de la toma de muestra y durante el o los días en que realice la toma de muestras es necesario que usted siga una dieta especial.
- Solicitar en la toma de muestra el o los frascos necesarios para la obtención de la muestra.

Desayuno y Once

- ✓ 1 taza de 250cc de leche entera.
- ✓ 1 pan hallulla corriente. Cada mitad con una cucharada de té de margarina.

Almuerzo y Cena

- ✓ 1 ensalada con 1 huevo duro más una cucharada de aceite.
- ✓ 1 plato de carbonada, charquicán o guiso de verduras con carne (+/- 3 cucharadas soperas) más 1 cucharada sopera de aceite.

ALIMENTOS	CANTIDAD
LECHE ENTERA	½ LITRO
CARNE DE VACUNO	125 GRAMOS
MARGARINA	2 CUCHARADAS DE TE
HUEVO DUROACEITE	1 UNIDAD
HALLULA	1
ACEITE	4 CUCHARADAS SOPERAS

TOMA DE MUESTRA

- A partir del cuarto día defaque en un recipiente limpio y seco (evite mezclar con orina).
- Con la paleta de madera, tome una muestra de deposición del tamaño de una nuez y colóquela en el frasco que se le entregó.
- Cierre bien la tapa del frasco y guarde el frasco en un lugar fresco a temperatura ambiente.
- Si el examen solicitado es de 2 o 3 muestras (seriado), repita los pasos anteriores en días sucesivos o en 3 emisiones consecutivas si es que éstas no son en días consecutivos.

TRASLADO DE LA MUESTRA

- Lleve el(los) frascos(s) a la Unidad de Toma de Muestras el mismo día que termine con la última toma de muestra en una bolsa (si es fin de semana o feriado lleve la muestra el siguiente día hábil).

TIEMPO DE RESPUESTA

El tiempo de respuesta de su resultado es de 24 horas.



Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras o llámenos al Laboratorio al fono 232730300.