

COCAINA EN ORINA

CODIGO EXAMEN: 9900004

TIEMPO DE RESPUESTA: 1 día hábil.

DIA DE PROCESO: Lunes a viernes

TIPO DE MUESTRA: Orina aislada.

VOLUMEN REQUERIDO: mínimo 5 mL

PREPARACION PACIENTE: No requiere preparación. No necesita ayuno.

ESTABILIDAD MUESTRA:

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Orina	8 horas	2 días	30 días	1

TIEMPO DE TRANSPORTE: Según origen de la muestra.

TEMPERATURA DE TRANSPORTE:

Región metropolitana: Refrigerada (2 a 8°C) o según estabilidad de la muestra

Fuera de región metropolitana: Congelada (- 22 a -18°C) o según estabilidad de la muestra

METODO UTILIZADO: Inmunocromatografía.

INTERFERENCIAS: Lejía y alumbre son adulterantes en la muestra de orina y pueden producir resultados erróneos. Ciertos alimentos o suplementos alimenticios pueden dar resultados positivos.



VALOR DE REFERENCIA: Negativo

VALOR CRITICO: No aplica

UTILIDAD CLINICA:

La cocaína es una droga estimulante y adictiva elaborada con las hojas de la planta de coca, es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro. Tiene algunos usos medicinales legítimos (como anestesia local en algunas operaciones quirúrgicas), pero su consumo recreativo es ilegal.