

MARIHUANA (ORINA)

CODIGO EXAMEN: 9900003

TIEMPO DE RESPUESTA: 1 día hábil

DIA DE PROCESO: Lunes a viernes

TIPO DE MUESTRA: Orina

VOLUMEN REQUERIDO: Recolectar mínimo 5 ml de orina en cualquier momento del día.

PREPARACION PACIENTE: No requiere preparación. No necesita ayuno.

ESTABILIDAD MUESTRA:

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Orina	Sin información	≤2 días	≤30 días	1

TIEMPO DE TRANSPORTE: Según procedencia

TEMPERATURA DE TRANSPORTE:

Región metropolitana: Refrigerada (2 a 8°C), según estabilidad de la muestra

Fuera de región metropolitana: Congelada (- 22 a -18°C), según estabilidad de la muestra

METODO UTILIZADO: Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral

INTERFERENCIAS:

El dispositivo solo proporciona un resultado cualitativo y preliminar. Debe emplearse un segundo método analítico para confirmar resultado.

Lejía y alumbre son adulterantes en la muestra de orina y pueden producir resultados erróneos.

Ciertos alimentos o suplementos alimenticios pueden dar resultados positivos.

VALOR DE REFERENCIA:

Negativo

VALOR CRITICO: No aplica

UTILIDAD CLINICA:



Los inmunoensayos para detectar Marihuana en orina, se ha convertido, por su rapidez y sensibilidad, en el método de análisis de orina más aceptado para la detección del consumo ilegal de drogas.