

PANEL VIRAL INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (AVRI)

CODIGO EXAMEN: 9900295

TIEMPO DE RESPUESTA: 2 días hábiles

DIA DE PROCESO: Según tiempo de respuesta

TIPO DE MUESTRA: Hisopado Nasofaríngeo

VOLUMEN REQUERIDO: No aplica

PREPARACION PACIENTE: No fumar, comer, beber bebidas azucaradas/alcohol o lavarse los dientes 30 minutos antes de la toma de muestra.

ESTABILIDAD MUESTRA:

Muestra	T° Ambiente (20 ± 5°C)	Refrigerada (2 a 8°C)	Congelada (- 20 ± 2°C)	Ciclos de descongelación
Hisopado nasofaríngeo	No aplica	5 días	No aplica	No aplica

TIEMPO DE TRANSPORTE: Según origen de la muestra.

TEMPERATURA DE TRANSPORTE: Refrigerada (2 a 8°C)

METODO UTILIZADO: PCR en tiempo real.

INTERFERENCIAS: Hemoglobina 0.35 mg/mL de muestra, Alcohol isopropílico 100 µL/mL de muestra, Acetato de metilo 100 µL/mL de muestra

VALOR DE REFERENCIA: Negativo

VALOR CRITICO: No aplica

UTILIDAD CLINICA:

El Panel Viral Infecciones Respiratorias Agudas (AVRI) está destinado para la detección de los 16 virus de relevancia clínica que causan infecciones respiratorias en humanos. Estos son: Adenovirus, Virus Respiratorio Sincicial, Bocavirus, Rinovirus, Virus Parainfluenza tipo 1-4, SARS-CoV-2, Coronavirus humanos (HKU1, NL63, 229E, OC43), Virus Influenza A y B, Metaneumovirus.